

Ozon-Therapie = wirksam gegen orale Angreifer

Sauerstoff + Energie = Ozon

Wie wirkt Ozon ?

Ozon wirkt:

- keimtötend auf Bakterien, Viren und Pilze
- entzündungshemmend
- durchblutungsfördernd
- neutralisierend auf Toxine
- remineralisierend auf die Schmelzstruktur
- desinfizierend auf Knochen

KaVo HealOzone beseitigt Fissuren-, Wurzel- und Glattflächenkaries !!

Wie funktioniert das ?

KaVo HealOzone wandelt Sauerstoff in Ozon um (O_2 in O_3). Das entstandene Oxydationsmittel wird durch einen Schlauch und ein Handstück mit speziellen Silikon-Cups auf den luftdicht abgedeckten Zahn gepumpt. Dann dauert es nur noch zwischen 20 bis 40 Sekunden und 99,9 % der Karieserreger sind eliminiert. Das Ozon wird abgepumpt, wieder in Sauerstoff aufgespalten – und der Zahn ist schmerz- und kariesfrei !

Vorteile:

- keine allergischen Reaktionen
- Vermeidung von Komplikationen
- schmerzfreie Behandlung
- sicherer Heilerfolg



A: Fissurenkaries, B: Wurzelkaries, C: Glattflächenkaries
1: Handstück mit Silikon-Cups; 2: luftdicht abgedeckter Zahn
3: Fluoridnachbehandlung zur Remineralisierung